



## 瓶口分液器选择指南

试剂	Disp. III	Disp. Organic	试剂	Disp. III	Disp. Organic	试剂	Disp. III	Disp. Organic
Acetaldehyde	乙醛	+	Cyclohexane	环己烷	+	Monochloroacetic acid	氯乙酸	+
Acetic acid (glacial), 100%	乙酸 (冰醋酸), 100%	+	Cyclohexanone	环己酮	+	Nitric acid, 30%	硝酸, 30%	+
Acetic acid, 96%	乙酸, 96%	+	Cyclopentane	环戊烷	+	Nitric acid, 30-70%	硝酸, 30-70%	+
Acetic anhydride	乙酸酐	+	Decane	癸烷	+	Nitrobenzene	硝基苯	+
Acetone	丙酮	+	1-Decanol	1-癸醇	+	Oleic acid	油酸	+
Acetonitrile	乙腈	+	Dibenzyl ether	二苄醚	+	Octanoic acid	辛酸	+
Acetophenone	苯乙酮	+	Dichloroacetic acid	二氯乙酸	+	n-Pentane	正戊烷	+
Acetyl chloride	氯乙酸	+	Dichlorobenzene	二氯苯	+	Peracetic acid	过氧乙酸	+
Acetylacetone	乙酰丙酮	+	Dichloroethane	二氯乙烷	+	Perchloric acid	高氯酸	+
Acrylic acid	丙烯酸	+	Dichloroethylene	二氯乙烯	+	Perchloroethylene	四氯乙烯	+
Acrylonitrile	丙烯腈	+	Dichloromethane	二氯甲烷	+	Petroleum	石油	+
Adipic acid	己二酸	+	Diesel oil (Heating oil)	柴油 (燃料油)	+	Petroleum ether	石油醚	+
Allyl alcohol	烯丙醇	+	Diethanolamine	二乙醇胺	+	Phenol	苯酚	+
Aluminum chloride	氯化铝	+	Diethyl ether	乙醚	+	Phenylethanol	苯乙醇	+
Amino acids	氨基酸	+	Diethylamine	二乙胺	+	Phenylyldiazine	苯基联胺	+
Ammonia, 20%	氨水, 20%	+	1,2-Diethylbenzene	1,2-二乙苯	+	Phosphoric acid, 85%	磷酸, 85%	+
Ammonia, 20-30%	氨水, 20-30%	+	Diethylene glycol	乙二醇	+	Phosphoric acid, 85% + Sulfuric acid, 98%, 1:1	磷酸, 85% + 硫酸, 98%, 1:1	+
Ammonium chloride	氯化铵	+	Dimethyl sulfoxide (DMSO)	二甲亚砜 (DMSO)	+	Piperidine	哌啶	+
Ammonium fluoride	氟化铵	+	Dimethylaniline	二甲基苯胺	+	Potassium chloride	氯化钾	+
Ammonium sulfate	硫酸铵	+	Dimethylformamide (DMF)	二甲基酰胺 (DMF)	+	Potassium dichromate	重铬酸钾	+
n-Amyl acetate	醋酸戊酯	+	1,4-Dioxane	1,4-二氮六环	+	Potassium hydroxide	氢氧化钾	+
Amyl alcohol (Pentanol)	戊醇	+	Diphenyl ether	苯基醚	+	Potassium permanganate	高锰酸钾	+
Amyl chloride (Chloropentane)	氯戊烷	+	Ethanol	乙醇	+	Propionic acid	丙酸	+
Aniline	苯胺	+	Ethanolamine	乙醇胺	+	Propylene glycol (Propanediol)	丙二醇	+
Barium chloride	氯化钡	+	Ethyl acetate	乙酸乙酯	+	Pyridine	吡啶	+
Benzaldehyde	苯甲醛	+	Ethybenzene	乙苯	+	Pyruvic acid	丙酮酸	+
Benzene (Benzol)	苯	+	Ethylene chloride	二氯乙烷	+	Salicylaldehyde	水杨酸	+
Benzene (Gasoline)	挥发油 (汽油)	+	Fluorooacetic acid	氟乙酸	+	Scintillation fluid	闪辉液	+
Benzyl chloride	苯酰氯	+	Formaldehyde, 40%	甲醛, 40%	+	Silver acetate	醋酸银	+
Benzyl alcohol	苯甲醇	+	Formamide	甲酰胺	+	Silver nitrate	硝酸银	+
Benzylamine	苯甲胺	+	Formic acid, 100%	甲酸, 100%	+	Sodium acetate	醋酸钠	+
Benzylchloride	半基氯	+	Glycerol	丙三醇	+	Sodium chloride	氯化钠	+
Boric acid, 10%	硼酸, 10%	+	Glycol (Ethylene glycol)	乙二醇	+	Sodium dichromate	重铬酸钠	+
Bromobenzene	溴苯	+	Glycolic acid, 50%	羟基乙酸, 50%	+			
Bromonaphthalene	溴萘	+	Heating oil (Diesel oil)	柴油油 (柴油)	+			
Butanediol	丁二醇	+	Heptane	庚烷	+			
1-Butanol	正丁醇	+	Hexane	己烷	+			
n-Butyl acetate	乙酸丁酯	+	Hexanoic acid	己酸	+			
Butyl methyl ether	丁基甲醚	+	Hexanol	己醇	+			
Butylamine	丁胺	+	Hydrobromic acid	氢溴酸	+			
Butyric acid	丁酸	+	Hydrobromic acid	氢溴酸	+			
Calcium carbonate	碳酸钙	+	Hydrochloric acid, 20%	盐酸, 20%	+			
Calcium chloride	氯化钙	+	Hydrochloric acid, 20-37%	盐酸, 20-37%	+			
Calcium hydroxide	氢氧化钙	+	Hydrogen peroxide, 35%	过氧化氢, 35%	+			
Calcium hypochlorite	次氯酸钙	+	Isoamyl alcohol	异戊醇	+			
Carbon tetrachloride	四氯化碳	+	Isobutanol	异丁醇	+			
Chloro naphthalene	氯萘	+	Isooctane	异辛烷	+			
Chloroacetaldehyde, 45%	氯乙醛, 45%	+	Isopropanol (2-Propanol)	异丙醇 (2-丙醇)	+			
Chloroacetic acid	氯乙酸	+	Isopropyl ether	异丙醚	+			
Chloroacetone	氯丙酮	+	Lactic acid	乳酸	+			
Chlorobenzene	氯苯	+	Methanol	甲醇	+			
Chlorobutane	氯丁烷	+	Methoxybenzene	苯甲醚	+			
Chloroform	氯仿	+	Methyl benzoate	苯甲酸甲酯	+			
Chlorosulfonic acid	氯磺酸	+	Methyl butyl ether	甲基丁基醚	+			
Chromic acid, 50%	铬酸, 50%	+	Methyl ethyl ketone	甲基乙基酮	+			
Chromosulfuric acid	铬酸洗液	+	Methyl formate	甲酸甲酯	+			
Copper sulfate	硫酸铜	+	Methyl propyl ketone	甲基丙基甲酮	+			
Cresol	甲酚	+	Methylene chloride	二氯甲烷	+			
Cumene (Isopropyl benzene)	枯烯 (异丙苯)	+	Mineral oil (Engine oil)	矿物油 (机油)	+			

\* 请使用ETFE/PTFE材质的瓶口接头

**■ 氢氟酸 (HF):** 仅 Dispensette® HF 氢氟酸型瓶口分液器为设计用于移取氢氟酸(HF)的分液器 (最大可承受的氢氟酸浓度为 52%)。

以上推荐均建立于已发表的实验结果之上。请始终遵守仪器的操作手册及试剂供应商的操作规范。除了上表所列的试剂，我们的瓶口分液器还可广泛用于其他有机或非有机盐溶液 (例如，生物学缓冲液)、表面活性剂、细胞培养基的移液操作。如您使用的试剂未列于上表，请向BRAND咨询。0311/9更新。

### 使用范围

碱	盐溶液	酸	有机溶剂 极性	非极性	氢氟酸 (HF)
Dispensette® III					
		Dispensette® Organic			Dispensette® HF