

Western 转膜液

产品编号	产品名称	规格
BL534A	Western 转膜液	1L

产品简介:

Western 转膜液(Western Transfer Buffer)可以用于 Western 时湿法电转膜。

本 Western 转膜液是一种安全无毒的转膜液, 没有使用剧毒的甲醇, 也没有使用其它的有毒试剂。本 Western 转膜液配制便捷, 无需调节 pH 值。本 Western 转膜液可以回收, 回收后可以再使用 2-3 次。

配制方法:

粉末全部溶解于 800 ml 蒸馏水中, 补加 200 ml 无水乙醇, 即配成 1L 1×转膜缓冲液, 用于湿转法转膜。

注意事项:

- 1、如果转膜液颜色变成浅棕色或黄褐色, 应该丢弃。
- 2、建议使用分析纯级别的乙醇或更高纯度的乙醇。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 两年有效。配成溶液后 4℃保存, 有效期 6 个月。