

Western 封闭液

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
|--------|-------------|--------|
| BL535A | Western 封闭液 | 100 ml |

产品简介:

Western 封闭液(Blocking Buffer)可以用于 Western 时转移了蛋白样品的 PVDF 膜或 NC 膜的封闭。封闭后,可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合,降低背景,增强信噪比。

按照每张膜封闭需要 5-10 毫升封闭液计算,一个包装的 Western 封闭液可以封闭 10-20 张膜。

注意事项:

- 1、通常在室温封闭 60 分钟即可。如果对于一些背景非常高的抗体,可以 4℃封闭过夜。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4℃保存,一年有效。