

常熟一诺医疗用品有限公司

成品检验报告书

检品名称	一次性使用医用口罩	规格型号	175×90mm (耳挂式 FE3B)
产品批号	201207	检品数量	50 只
来源	成品仓库	检验日期	2020 年 12 月 08 日至 2020 年 12 月 15 日
包装	盒装	报告日期	2020 年 12 月 15 日
检验依据	苏械注准 20172640236		

检验项目	标准规定	检验结果	判定
2.1 外观	口罩外观应整洁、形状良好, 表面不得有破损、污渍	口罩外观整洁、形状良好, 表面无破损、污渍	符合要求
2.2 结构与尺寸	口罩佩戴好后, 应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌 尺寸:175×90mm (±10mm)	口罩佩戴好后, 能罩住佩戴者的口、鼻至下颌 尺寸: (173mm-175mm) × (89mm-90mm)	符合要求
2.3 鼻夹	口罩上必须配有鼻夹, 鼻夹由可弯折的可塑性材料或外包塑料的金属丝制成 鼻夹长度应不小于 8.0cm	口罩上配有鼻夹, 鼻夹由可弯折的可塑性材料制成 鼻夹长度:10.3cm—10.4cm	符合要求
2.4 口罩带	口罩带应取戴方便 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10N	口罩带取戴方便 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力 13.12N-14.26N	符合要求
2.5 细菌过滤效率 (BFE)	口罩的细菌过滤效率应不小于 95%	99.8%	符合要求
2.6 通气阻力	口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于 49Pa/c m ²	29.9Pa/c m ²	符合要求
2.7 微生物	细菌菌落总数 ≤ 100cfu/g	20cfu/g	符合要求
	大肠菌群不得检出	未检出	符合要求
	绿脓杆菌不得检出	未检出	符合要求
	金黄色葡萄球菌不得检出	未检出	符合要求
	溶血性链球菌不得检出	未检出	符合要求
	真菌不得检出	未检出	符合要求
2.9 克重	三层口罩的克重分别不得低于 17g/m ² 、25g/m ² 、26g/m ² (±2g/m ²)	口罩的克重分别 19.94g/m ² —20.11g/m ² 、24.96g/m ² —25.14g/m ² 、 25.94g/m ² —26.12g/m ²	符合要求

结论: 合格 此批号产品质量符合一次性使用医用口罩技术要求: 苏械注准 20172640236

检验: 杨朝

复核: 张艳

批准: 陶收

一诺医疗用品有限公司
化验室专用章

J05-030-A